



qLabs® Vet i paski testowe Coag Panel 2 PT/APTT Combo

Profesjonalna diagnostyka
w gabinecie weterynaryjnym

qLabs[®] Vet i paski testowe Panel 2 PT/APTT Combo

Do profesjonalnej diagnostyki

Najważniejsze funkcje

- Lekki, poręczny analizator z możliwością połączenia z eStation
- Paski testowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, dzięki czemu są od razu gotowe do użycia
- Wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi w laboratorium
- Rodzaje próbek: krew żylna pełna lub krew pełna z antykoagulantem (Cytrynian)
- Potrzebna niewielka ilość krwi do badania
- Zewnętrzna kontrola jakości QC
- Zapisane normy z możliwością modyfikacji
- Wbudowany skaner kodów kreskowych
- Wbudowany port komunikacyjny dla drukarek lub sieci komputerowej
- Opatentowana metoda RACE™ do szybkiego i dokładnego oznaczania PT i APTT

Przeznaczony dla zwierząt

- z rodziny psów (pies)
- z rodziny kotów (kot)

Rodzaj próbki

- Krew żylna pełna
- Krew pełna z antykoagulantem (Cytrynian)

Wielkość próbki

- 10 µL

Czas pomiaru

- < 7 minut



Zakres pomiaru

- PT: od 10 do 80 sekund
- APTT: od 10 do 420 sekund

Wartości referencyjne

- Pies
 - PT: od 14 do 19 sekund
 - APTT: od 75 do 105 sekund
- Kot
 - PT: od 15 to 21 sekund
 - APTT: od 94 to 125 sekund

Precyzja

- Współczynnik zmienności <5.0 CV% (średnia wartość)

Zewnętrzna kontrola jakości QC

- Płyn kontrolny
- Poziom I, Poziom II

Temperatura pracy

- od 10°C do 35°C

Wilgotność

- od 10% do 90% RH

Termin ważności pasków testowych

- 12 miesięcy w temperaturze od 15°C do 30°C



Red Med Poland Sp. z o. o.

Infolinia: 801 011 041

T.: 22 244 25 90 - Warszawa

T.: 32 249 00 70 - Chorzów

www.redmed.pl

— TWÓJ LOKALNY DYSTRYBUTOR —